

Cuadro Instructivo del Lente Morgan

Instrucciones para usar el Lente Morgan para medicación continua o lavado de la córnea y conjuntiva.



1

INSERCIÓN Instile anestésico ocular tópico, si es que está disponible.



2

Coloque un Set de Irrigación Morgan Lens (o una jeringa o un set I.V.).



3

Usando una solución y un goteo de elección*; INICIE EL FLUJO. Esto permite al lente "flotar" sobre la córnea y esclerótica.



4

Haga que el paciente mire hacia abajo, inserte el Lente Morgan bajo el párpado superior. Haga que el paciente mire hacia arriba, retraiga el párpado inferior, ponga el lente en el lugar.



5

Suelte el párpado inferior sobre el Lente Morgan; ajuste el flujo. Enciente el tubo a la frente del paciente para prevenir la remoción accidental del Lente. Absorba el flujo con el MEDIDUCT. **NO PERMITA QUE TRABAJE EN SECO.**



6

REMOCIÓN: CONTINUE EL FLUJO. Haga que el paciente mire hacia arriba, retraiga el párpado inferior-mantenga la posición. Deslice el Lente Morgan hacia fuera. **TERMINE EL FLUJO.**

Usos Lente Morgan

	Solución	Medio con Lente Morgan	Ritmo	Frecuencia
Lesión ocular debida a quemaduras por ácido o solventes, gasolina, detergentes, etc.	Solución Lactato Ringer*	Set de Irrigación Lente Morgan o set I.V.	500 ml flujo libre/rápido. Reevalúe y continúe a una velocidad menor.	Una vez. Repita según sea necesario.
Quemaduras por álcalis		Set de Irrigación Lente Morgan o set I.V.	2000 ml flujo libre/rápido. Reevalúe. Continúe a 50 ml/hora o 15 gotas/minuto.	Continua, hasta que el pH del cul-de-sac retorne a la neutralidad.
Cuerpos extraños no incrustados	20 cc solución estéril	Set de Irrigación Lente Morgan o set I.V.	500 ml flujo libre/rápido. Reevalúe y continúe a una velocidad menor.	Una vez. Repita según sea necesario.
Sensación de cuerpo extraño con cuerpo extraño no visible		Jeringa de 20 cc	Lentamente sin fuerza.	Una vez. Repita una vez mas si es necesario.
Pre-operatorio de rutina	10 cc del anestésico preferido	Jeringa de 10 cc	Lentamente sin fuerza.	Una Vez.
Cirugía de Párpado (protegiendo la córnea durante la cirugía)	Solución Lactato Ringer*	Set de Irrigación Lente Morgan o set I.V.	4 gotas /minuto.	Durante todo el procedimiento.
Infección severa	Solución Lactato Ringer* con antibiótico adecuado y esteroide**	Set de Irrigación Lente Morgan o set I.V.	50 ml/hora o 15 gotas/minuto.	Continuo por 70 horas, luego intervalos de 10-horas hasta una marcada mejora.

*MorTan recomienda Solución Lactato Ringer porque el nivel de pH de 6 a 7.5 es mucho mas cercano a las lágrimas (aproximadamente 7.1) que el Normal Salino (4.5 a 7.0).

En adición, el ion lactato en la solución Lactato Ringer exhibe una capacidad de buffer, regresando el pH de ambas un ácido o básica a neutro mucho mas rápido que una Solución (tal como la salina) sin capacidad de buffer.

**Use solo cuando sea indicada.

The Morgan Lens
MorTan Inc.
An ISO Registered Company

P.O. Box 8719, Missoula, MT 59807 USA
Tel: 406-728-2522 Fax: 406-728-9332

TO ORDER: 800-423-8659

CALL FOR QUANTITY DISCOUNTS
email: morgan@morganlens.com



Están disponibles en línea un Video y un PowerPoint.
Llame para colocar una orden o preguntar por nuestros materiales de entrenamiento.

Quality Certified: ISO 13485

www.morganlens.com